



Errore 3027 ed Installazione per windows 7:


1. Prima di procedere copiare la sottocartella di installazione “**sf36**” (solitamente in “C:\programmi\SF36 \sf36”) ed incollarla in “ C:\ ” (comunque nel disco rigido primario).
2. Aprire il programma come da istruzioni di prima installazione.
3. Se dopo l’apertura si presenta questo errore clicca su OK




4. Se appare questo errore clicca OK (anche più volte sino alla comparsa del messaggio al punto 5)




5. Da questo messaggio clicca su OK




6. Ora clicca su "Salva con nome"




7. Clicca su Sì




8. Ora clicca su Apri



9. Ora trova la cartella "sf36" (sotto il "C:\") che hai copiato al passaggio 1, ed **all' interno di questa** salva il nuovo database



10. Ora aprire il nuovo programma e controllare che il tutto funzioni.



11. Ora chiudere il programma ed entrare nella nuova cartella copiata "sf36" in "C:\", trovare il nuovo database creato (se non modificato il nome è "sf36_2007_RT_v2_0103111") selezionare il file con il tasto destro del mouse e dal menu di scelta selezionare "Invia a" → Desktop. Ora il programma può essere attivato tramite il collegamento appena creato sul Desktop.

